

LATECBA

INNOVACION EN TECNOLOGIA MEDICA

LATECBA S.A. es una empresa que desde hace 20 años se desarrolla en el mercado de productos biomédicos. Su compromiso se manifiesta a través del objetivo de satisfacer los requisitos de los clientes por medio de los más altos niveles de calidad en sus productos. Fundada en 1994 en Buenos Aires, Argentina, originalmente se focalizó en el desarrollo y la fabricación de su línea de Endoprótesis SETA para el tratamiento de enfermedades vasculares. Posee además productos para reparación de paredes abdominales y torácicas (Parches Abdominales marca ABDOPATCH, ABDOSIL, ABDOCOL Y ABDOLENE); como así también prótesis vasculares impregnadas con colágeno (marca BIOPACOL). Además en los últimos años ha desarrollado su línea de Stents Periféricos y Aórticos LES; y Cateteres Balón Periféricos LEB.

LATECBA S.A. apuesta a la innovación constante a través del diseño y desarrollo de nuevos productos para la mejora de la calidad de vida. Para esto posee un equipo de profesionales especializados en las distintas áreas de interés como Gestión, Control de Calidad, Ingeniería, Biología y Cardiología Intervencionista.

Información regulatoria

Los STENTS LES LATECBA están autorizados en Argentina y MERCOSUR por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (A.N.M.A.T.) con número de registro de Productos Médico PM-459-84, Disp. 3352/2012. LATECBA S.A. cuenta con la Certificación de su Sistema de Gestión de la Calidad de acuerdo a la norma ISO 13485.

FABRICADO POR:

DISTRIBUIDO POR:

LATECBA

INNOVACION EN TECNOLOGIA MEDICA

- 📍 MAZA 1948, (1240)
BUENOS AIRES, ARGENTINA
- ☎ TEL. (+54 11) 4912.0546
- ✉ LATECBA@LATECBA.COM
- 🌐 WWW.LATECBA.COM



LES LATECBA STENT PERIFÉRICO BALÓN EXPANDIBLE

LATECBA

INNOVACION EN TECNOLOGIA MEDICA

STENT PERIFÉRICO AÓRTICO
(MONTADO SOBRE BALÓN O SIN MONTAR)

STENT PERIFÉRICO RENAL
(MONTADO SOBRE BALÓN O SIN MONTAR)

STENT PERIFÉRICO ILÍACO
(MONTADO SOBRE BALÓN O SIN MONTAR)

Los STENTS LES LATECBA son stents periféricos balón expandibles de acero inoxidable 316 L. Se proveen sin montar o montados sobre balones semicomplacientes de Nylon.

Son productos diseñados para el tratamiento de patologías periféricas obstructivas a través de Angioplastia Transluminal Percutánea con Implantación de Stent.

Poseen una excelente fuerza radial y bajo recoil.


FUERZA RADIAL >15N/cm
RECOIL <4%

Los balones sobre los cuales se montan los STENTS LES LATECBA poseen dos marcadores radiopacos ubicados en los extremos de la parte cilíndrica del balón. Esto permite posicionar con precisión el stent en la zona a tratar.


MODELOS, CÓDIGOS Y MEDIDAS

STENTS PERIFÉRICOS SIN MONTAR

MODELO	CODIGO	Ø		L	
		DIAMETRO INICIAL (mm)	RANGO DE EXPANSION (mm)	LONGITUD (mm)	ACORTAMIENTO NOMINAL (%)
FEMORAL	LES 0610 35	2.60	6 a 10	35	8.5%
AÓRTICO	LES 1825 35	4.25	18 a 25	35	8.5%
AÓRTICO	LES 2530 35	5.75	25 a 30	35	8.5%
AÓRTICO	LES 3035 35	6.35	30 a 35	35	8.5%
AÓRTICO	LES 2530 47	4.60	25 a 30	47	14%
AÓRTICO	LES 2025 47	4.60	20 a 25	47	10%
AÓRTICO	LES 3040 47	6.35	30 a 40	47	14%
AÓRTICO	LES 3035 47	6.35	30 a 35	47	10%
ILIACO	LES 1216 35	3.60	12 a 16	35	8.5%
ILIACO	LES 1216 105	3.60	12 a 16	105	8.5%
ILIACO	LES 1216 71	3.60	12 a 16	71	8.5%



STENTS PERIFÉRICOS MONTADOS SOBRE BALÓN



MODELO	CÓDIGO	EQUIVALENTE LES NO MONTADO	Ø stent		L stent LONGITUD INICIAL (mm)	Catéter Balón		INTRODUCTOR RECOMENDADO (Ø French)
			DIÁMETRO INICIAL (mm)	RANGO DE EXPANSIÓN (mm)		BALÓN (Ø x L) (mm)	LARGO ÚTIL DE CATETER BALON * (cm)	
FEMORAL	LES M0635/100	LES 0610 35	2.60	6 a 10	35	06 x 40	100	8
	LES M0735/100	LES 0610 35	2.60	6 a 10	35	07 x 40	100	8
	LES M0835/100	LES 0610 35	2.60	6 a 10	35	08 x 40	100	8
ILIACOS	LES M1035/100	LES 0610 35	2.60	6 a 10	35	10 x 40	100	8
	LES M1235/100	LES 1216 35	3.60	12 a 16	35	12 x 40	100	9
	LES M1270/100	LES 1216 71	3.60	12 a 16	71	12 x 110	100	10
	LES M1535/100	LES 1216 35	3.60	12 a 16	35	15 x 40	100	10
AÓRTICOS	LES M1835/100	LES 1825 35	4.25	18 a 25	35	18 x 40	100	12
	LES M2035/100	LES 1825 35	4.25	18 a 25	35	20 x 40	100	12
	LES M2047/100	LES 2025 47	4.60	20 a 25	47	20 x 40	100	12
	LES M2347/100	LES 2025 47	4.60	20 a 25	47	23 x 45	100	14
	LES M2547/100	LES 2530 47	4.60	20 a 25	47	25 x 50	100	16
	LES M2847/100	LES 2530 47	4.60	25 a 30	47	28 x 50	100	16
	LES M3047/100	LES 3035 47	6.35	30 a 35	47	30 x 60	100	16
	LES M3547/100	LES 3035 47	6.35	30 a 35	47	35 x 80	100	18
LES M4047/100	LES 3040 47	6.35	30 a 40	47	40 x 45	100	18	

* El largo útil estándar es de 100 cm, pero todos los modelos también pueden ser provistos con un largo útil de 60 cm, 90 cm o 135 cm.

PRESENTACIÓN

Los Stents Periféricos LES LATECBA se suministran estériles y apirógenos. Los mismos son esterilizados por Óxido de Etileno (EtO) lo que puede verificarse con la etiqueta indicadora redonda que vira a verde cuando el producto ha sido sometido a este proceso.

Los stents SIN MONTAR son suministrados en un tubo plástico para su posterior montaje previo en catéter balón adecuado para la implantación. En el caso de los MONTADOS el stent es crimpeado entre las marcas radioopacas de un catéter balón, el cual posee un protector sobre la punta y una vaina protectora que cubre toda su longitud hasta el momento del uso; todo el conjunto es montado en soporte de cartulina. En algunos casos el producto es envasado en un sobre pelable doble de papel Tyvek®, protegido con una caja de cartón forrada con film plástico.